

TANITA[®]
Monitoring Your Health**MANUAL****InnerScan[®]V**
Segmental Body Composition Monitor**Model: BC-545N**

- (EN) Instruction Manual**
Read this Instruction Manual carefully and keep it for future reference.
- (DE) Bedienungsanleitung**
Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- (FR) Mode d'emploi**
A lire attentivement et à garder en cas de besoin.
- (NL) Gebruiksaanwijzing**
Deze handleiding aandachtig lezen en voor naslagdoeleinden bewaren.
- (IT) Manuale di Istruzioni**
Leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future.
- (ES) Manual de instrucciones**
Lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futura referencia.
- (PT) Manual de instruções**
Leia cuidadosamente este manual e guarde-o para futura referência.
- (RU) Инструкция по эксплуатации**
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для будущих обращений.

EN Table of Contents

INTRODUCTION	1
FEATURES AND FUNCTIONS	1
PREPARATIONS BEFORE USE	2
GETTING ACCURATE READINGS	2
AUTOMATIC SHUT-DOWN FUNCTION	2
SETTING (RESETTING) DATE AND TIME	3
SETTING AND STORING PERSONAL DATA IN MEMORY	4
TAKING WEIGHT AND BODY FAT READINGS	5
HOW TO SEE THE READING OF EACH SEGMENT	7
RECALL FUNCTION	8
PROGRAMMING THE GUEST MODE	9
TAKING WEIGHT MEASUREMENT ONLY	9
SWITCHING THE WEIGHT MODE	9
TROUBLESHOOTING	10

DE Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	11
MERKMALE UND FUNKTIONEN	11
VORBEREITUNGEN VOR GEBRAUCH	12
SO ERHALTEN SIE GENAUE MESSWERTE	12
AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION	12
(ERNEUTES) EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT	13
PERSÖNLICHE ANGABEN EINSTELLEN UND SPEICHERN	14
MESSUNG VON GEWICHT UND KÖRPERFETTANTEIL	15
WIE MAN DIE MESSWERTE DER EINZELNEN SEGMENTE ANZEIGT	17
ERINNERUNGS-FUNKTION	18
DEN GASTMODUS PROGRAMMIEREN	19
NUR DAS GEWICHT MESSEN	19
DEN WIEGEMODUS ANDERN	19
FEHLERSUCHE	20

FR Table des matières

INTRODUCTION	21
CARACTÉRISTIQUES	21
AVANT UTILISATION	22
COMMENT OBTENIR DES RÉSULTATS EXACTS	22
FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE	22
MISE (REMISE) A LA DATE ET A L'HEURE	23
REGLAGE ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES PERSONNELLES EN MEMOIRE	24
LECTURE DU POIDS ET DU TAUX DE GRAISSE CORPORELLE	25
COMMENT VOIR LES RÉSULTATS PAR SEGMENT	27
FONCTION DE RAPPEL	28
PROGRAMMATION DU MODE INVITÉ	29
MEASURE DU POIDS SEULEMENT	29
CHANGEMENT DE MODE POIDS	29
DÉPANNAGE	30

NL Inhoudsopgave

INTRODUCTIE	31
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES	31
VOORBEREIDINGSMAATREGELEN	32
AFLEESNAUWKEURIGHID	32
AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE	32
DATUM EN TIJD INSTELLEN (OPNIEUW INSTELLEN)	33
PERSOONLIJKE GEGEVENS INVOEREN EN OPSLAAN	34
GEWICHT EN LICHAAMSVET WEERGEVEN	35
DE APARTE RESULTATEN VOOR SEGMENTEN BEKIJKEN	37
RECALL FUNCTIE	38
DE GAST-MODUS PROGRAMMIEREN	39
EENKEL GEWICHTSMETING UITVOEREN	39
DE GEWICHTSMODUS WISSELEN	39
PROBLEEMOPLOSSING	40

IT Indice

INTRODUZIONE	41
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ	41
IMPOSTAZIONE (RIPRISTINO) ORA	42
RILEVAMENTO DI VALORI ACCURATI	42
FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	42
DETERMINAZIONE (RIDETERMINAZIONE) DELLA DATA E DELL'ORARIO	43
DETERMINAZIONE E ARCHIVIAZIONE DI DATI PERSONALI IN MEMORIA	44
RILEVAZIONE DELLE LETTURE DEL PESO E DEL GRASSO CORPOREO	45
COME VISUALIZZARE LA LETTURA DI CIASCUN SEGMENTO	47
FUNZIONE DI RICHIAMO	48
PROGRAMMAZIONE DELLA MODALITÀ OSPITE	49
RILEVAMENTO DEL SOLO PESO	49
CAMBIO DELLA MODALITÀ DI PESATURA	49
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	50

ES Índice de materias

INTRODUCCIÓN	51
PRESTACIONES Y FUNCIONES	51
PREPARACIONES ANTES DEL USO	52
CÓMO OBTENER LECTURAS EXACTAS	52
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO	52
AJUSTE (REAJUSTE) DE LA FECHA Y LA HORA	53
INTRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA MEMORIA	54
CÓMO REALIZAR LAS MEDICIONES DE PESO Y GRASA CORPORAL	55
CÓMO VER LA LECTURA DE CADA SEGMENTO	57
FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE MEMORIA	58
PROGRAMACIÓN DEL MODO DE INVITADO	59
PARA TOMAR SÓLO LA MEDICIÓN DEL PESO	59
CAMBIAR EL MODO DE PESO	59
RESOLUCIÓN DE FALLOS	60

PT Tabela de conteúdo

INTRODUÇÃO	61
FUNCIONALIDADES E FUNÇÕES	61
PREPARAÇÃO ANTES DE UTILIZAR	62
OBTER AS LEITURAS MAIS PRECISAS	62
FUNÇÃO DESLIGAR AUTOMÁTICA	62
CONFIGURAÇÃO (RECONFIGURAÇÃO) DA DATA E DA HORA	63
CONFIGURAR E GUARDAR DADOS PESSOAS NA MEMÓRIA	64
FAZER LEITURAS DO PESO E DA GORDURA CORPORAL	65
COMO VER A LEITURA DE CADA SEGMENTO	67
FUNÇÃO RECUPERAR	68
PROGRAMAR O MODO CONVIDADO	69
FAZER SOMENTE A MEDIÇÃO DO PESO	69
ALTERAR O MODO PESO	69
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	70

RU Содержание

ВВЕДЕНИЕ	71
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ	71
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	72
ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧНЫХ ПОКАЗАНИЙ	72
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ	72
УСТАНОВКА (ИЗМЕНЕНИЕ) ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	73
ВВОД И ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ В ПАМЯТИ	74
ВЗВЕШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ	75
ПРОСМОТР ПОКАЗАНИЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ СЕКМЕНТОВ	77
ФУНКЦИЯ ПОВТОРНОГО ВЫЗОВА (RECALL)	78
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГОСТЕВОГО (GUEST) РЕЖИМА	79
ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЬКО ВЕСА ТЕЛА	79
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ВЗВЕШИВАНИЯ	79
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	80



INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un impédancemètre Tanita. Cette balance fait partie de la vaste gamme de produits de santé grand public de Tanita.

Ce mode d'emploi vous guide dans les procédures d'installation et vous explique les fonctions principales de l'appareil. Pour toute information complémentaire sur la santé au quotidien, n'hésitez pas à consulter notre site Web www.tanita.eu.

Les produits Tanita intègrent les dernières recherches cliniques et innovations technologiques. Le Comité consultatif médical de Tanita vérifie toutes les données pour garantir leur validité.



Remarque: A lire attentivement et à garder en cas de besoin.

⚠ Précautions d'emploi

L'utilisation d'un impédancemètre par les sujets porteurs d'implants médicaux électroniques tels que les stimulateurs cardiaques est fortement déconseillée, car l'impédancemètre émet un courant électrique de faible intensité qui parcourt le corps et qui risque d'interférer avec son fonctionnement.

Les femmes enceintes ne doivent utiliser que la fonction de mesure du poids. Aucune des autres fonctions n'est conçue pour les femmes enceintes.

Ne posez pas cette balance sur une surface glissante telle qu'un sol mouillé.

Évitez d'utiliser la balance immédiatement après un bain ou une activité physique fatigante. La balance est glissante lorsqu'elle est mouillée. Essayez la balance avec un chiffon propre et sec pour éliminer l'humidité.

Remarques importantes à l'intention des utilisateurs

Cette balance impédancemètre est destinée aux adultes et enfants âgés de 5 à 17 ans sédentaires ou modérément actifs, ainsi qu'aux adultes pratiquant du sport de façon intensive.

Tanita définit « une personne dotée d'une corpulence athlétique » comme une personne effectuant approximativement 10 heures d'activité physique par semaine et dont le rythme cardiaque au repos est inférieur ou égal à 60 battements par minute. Ceci inclut également les personnes ayant eu une activité physique élevée tout au long de leur vie mais dont l'activité physique actuelle ne dépasse pas 10 heures par semaine. La fonction de contrôle du taux de graisse corporelle n'est pas destinée aux femmes enceintes, athlètes professionnels ou culturistes.




En cas d'utilisation incorrecte de l'appareil ou de surtension électrique, les données enregistrées peuvent être perdues. Tanita décline toute responsabilité en cas de problème occasionné suite à la perte de données enregistrées.

Tanita décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommages occasionnés par ses appareils ou en cas de réclamation effectuée par un tiers.

Remarque: Le calcul du taux de graisse corporelle varie en fonction du volume d'eau contenu dans l'organisme, et peut également être affecté par la déshydratation ou un niveau hydrique excessif dus à divers facteurs tels que la consommation d'alcool, la période des règles, une maladie, un exercice physique intense, etc.


CARACTÉRISTIQUES

Plateau de pesée






AVANT UTILISATION



Ouvrez le compartiment comme indiqué.



Position correcte des piles.

Insertion des piles

Ouvrez la trappe du réceptacle situé sous le plateau de pesée et insérez les piles comme indiqué.

Remarque: assurez-vous que les piles sont placées dans le bon sens, en respectant la polarité. Si elles ne sont pas dans la bonne position, elles risquent de couler et d'endommager le plancher. En cas de non-utilisation prolongée, il est conseillé de retirer les piles de l'appareil.

Les piles livrées avec l'appareil ne sont pas conçues pour une utilisation durable.



Positionnement de la balance

Placez le plateau de pesée sur une surface dure et plane présentant un niveau de vibrations minimal, ceci afin d'assurer une mesure exacte, en toute sécurité.

Remarque: pour des raisons de sécurité, évitez de marcher sur les bords du plateau.

 Ne montez pas sur le plateau de pesée lorsque vous êtes mouillé.

Conseils de manipulation

Cette balance est un instrument de précision faisant appel à une technologie de pointe.

Pour maintenir l'appareil dans des conditions optimales d'utilisation, suivez les indications suivantes:

- Ne tentez pas de démonter la balance.
- Rangez l'appareil à l'horizontale et de manière à ce que les touches ne puissent pas être actionnées accidentellement.
- Ne le faites pas tomber et ne montez pas dessus brusquement. Évitez les vibrations excessives.
- N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil et ne le placez pas à proximité d'un radiateur ni dans un endroit susceptible d'être très humide ou de présenter des variations de température importantes.
- Ne l'immergez pas dans l'eau et n'utilisez pas de détergent pour le nettoyer. Nettoyez les électrodes à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool.
- Ne faites pas tomber des objets sur l'appareil.
- Ne tirez pas sur le câble des électrodes manuelles au-delà de la bande rouge.
- Ne transportez pas l'appareil en le tenant par les électrodes manuelles.
- Ne relâchez pas les électrodes manuelles tant que le câble n'est pas complètement rentré dans l'appareil.

COMMENT OBTENIR DES RÉSULTATS EXACTS

Pour que les résultats soient aussi exacts que possible, les mesures doivent être effectuées sans vêtements et dans des conditions hydriques similaires. Si vous n'ôtez pas vos vêtements, ôtez vos collants ou chaussettes et assurez-vous que vos pieds sont propres et secs avant de monter sur la balance. Assurez-vous que vos talons sont correctement alignés avec les électrodes du plateau de pesée.

Ne vous inquiétez pas si le plateau semble trop court pour vos pieds. L'appareil fonctionne correctement même lorsque vos orteils dépassent du plateau. Il est préférable d'effectuer les mesures à la même heure de la journée et dans des conditions identiques pour obtenir des résultats homogènes. Pour vérifier les progrès, comparez votre poids et votre pourcentage de graisse corporelle dans les mêmes conditions sur une période donnée.

Remarque: les mesures ne sont valides que si vos pieds sont propres et secs, que vos genoux ne sont pas pliés et que vous n'êtes pas assis.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

La fonction d'arrêt automatique éteint l'appareil dans les cas suivants :

- en cas d'interruption de la mesure, l'appareil se met hors tension dans les 20 ou 60 secondes suivantes, en fonction du type d'opération effectuée ;
- si vous n'appuyez sur aucun bouton ou touche pendant 60 secondes au cours de la programmation ;*
- à la fin de la mesure.

***Remarque:** Si l'appareil se met hors tension automatiquement, recommencez les opérations depuis « REGLAGE ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES PERSONNELLES EN MÉMOIRE » (page 24).



MISE (REMISE) A LA DATE ET A L'HEURE


1. Réglage de l'année

Insérez les piles dans la balance, puis appuyez sur la touche ON/OFF pour commencer le réglage de l'Année. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour régler l'année, puis appuyez sur la touche SET. L'appareil émet un bip de confirmation.




2. Réglage du mois

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour régler le mois, puis appuyez sur la touche SET. L'appareil émet un bip de confirmation.




3. Réglage du jour

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour régler le jour, puis appuyez sur la touche SET. L'appareil émet un bip de confirmation.



4. Réglage de l'heure


Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche SET. L'appareil émet un bip sonore pour confirmer.



5. Réglage des minutes

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche SET.

L'appareil émet deux bips sonores pour confirmer la programmation. L'alimentation électrique se ferme alors automatiquement.



Remarque:

- Après avoir changé les piles ou si vous souhaitez réinitialiser la date et l'heure, maintenez enfoncée la touche Bas afin de commencer le processus de programmation de la date et de l'heure. Le remplacement des piles entraînera la perte des réglages de la date et de l'heure.
- 60 secondes d'inactivité ou plus causeront la fermeture automatique du procédé. Aucune donnée ne sera enregistrée.
- Si vous faites une erreur ou si vous souhaitez éteindre l'appareil avant la fin de la programmation, appuyez sur la touche ON/OFF pour éteindre l'appareil. Aucune donnée ne sera enregistrée.



REGLAGE ET ENREGISTREMENT DES DONNEES PERSONNELLES EN MEMOIRE

L'appareil ne peut fonctionner que si les données ont été programmées dans l'une des mémoires de données personnelles.

1. Appuyez sur la touche ON/OFF avec les électrodes manuelles fixées sur la balance

« 0.0 » s'affichera.

2. Commencer le réglage

Appuyez sur la touche SET.


L'appareil émet un bip sonore pour confirmer la mise sous tension, les codes personnels s'affichent, puis l'affichage clignote.

Remarque: Si vous n'actionnez aucune des touches pendant 60 secondes, l'appareil se met hors tension automatiquement.

Remarque: Si vous commettez une erreur de programmation ou que vous souhaitez éteindre l'appareil avant la fin de la programmation, appuyez sur la touche ON/OFF pour forcer l'appareil à s'éteindre.

3. Sélection d'un code personnel




Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le code personnel (1, 2, 3, 4 et 5). Quand vous avez atteint le code personnel que vous souhaitez utiliser, appuyez sur la touche SET. L'appareil émet un bip sonore pour confirmer.



4. Régler votre anniversaire


Réglez la date de votre anniversaire (Année/Mois/Jour) en utilisant la touche Haut ou Bas. Appuyez sur la touche SET pour confirmer à chaque programmation. L'appareil émet un bip sonore pour confirmer.

Remarque: La gamme d'âge est de 5 – 99.



5. Sélection du sexe

Utilisez la touche Haut ou Bas pour faire défiler les réglages Femme (♀), Homme (♂), Femme/Sportive (♀+♂) et Homme/Sportif (♂+♀), puis appuyez sur la touche SET. L'appareil émet un bip de confirmation.



6. Sélection de la taille

Le chiffre 170 cm (5' 7.0") s'affiche par défaut (la fourchette des tailles des utilisateurs s'étend de 90 cm à 220 cm (3' 0.0" – 7' 3.0")). Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour spécifier la taille, puis appuyez sur la touche SET. L'appareil émet un bip sonore pour confirmer. L'écran affiche le code personnel une fois, pour confirmer, puis il affiche « 0.0 » et est prêt pour la mesure.



7. Mesure du poids et du taux de graisse corporelle


Tenez les électrodes manuelles et montez sur la balance dans les 30 secondes après que « 0.0 » apparaît sur l'affichage.

Ne descendez pas de la balance avant l'émission de cinq bips.

Les lectures seront affichées pendant 40 secondes.

L'appareil s'éteindra et les lectures seront enregistrées dans la mémoire.



Remarque: si vous montez sur la balance avant qu'apparaisse « 0.0 », l'écran affichera « Error » et vous ne pourrez pas obtenir de lecture. De plus, si vous ne montez pas sur la balance dans les 30 secondes après que « 0.0 » est apparu, l'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez essayer à nouveau les réglages et le processus d'enregistrement des données personnelles.



Remarque: Si vous modifiez votre anniversaire et/ou votre sexe, l'appareil affiche « CLR ».

Si vous sélectionnez « YES » en utilisant la touche Haut ou Bas, les données personnelles existantes seront supprimées.

Si vous sélectionnez « no » en utilisant la touche Haut ou Bas, aucune donnée ne sera enregistrée (les données existantes resteront inchangées), puis l'appareil s'éteindra.




LECTURE DU POIDS ET DU TAUX DE GRAISSE CORPORELLE

Après la programmation de vos informations personnelles, vous êtes prêt(e) à effectuer la lecture.

1. Appuyez sur la touche ON/OFF avec les électrodes manuelles fixées sur la balance

« 0.0 » s'affichera.



2. Lecture des Relevés: Fonctionnement de l’Affichage Automatique



Tenez les électrodes manuelles et montez sur la balance.

Votre poids corporel s'affiche en premier.

Restez sur la balance.

Votre profil personnel apparaît à l'écran, puis les mesures du poids corporel, de l'IMC et du pourcentage de graisse corporelle sont affichées pendant 40 secondes.

Remarque : Ne descendez pas de la balance avant l'émission de deux bips.




Remarque: Si le code personnel apparaissant à l'écran n'est pas le bon, vous pouvez changer de code personnel en utilisant la touche USER.

Appuyez sur la touche USER jusqu'à ce que votre code personnel et votre profil apparaissent.

Après que vous sélectionnez le bon code personnel et appuyez sur la touche SET, vos lectures correctes s'afficheront automatiquement à l'écran.



Les lectures seront stockées dans la mémoire personnelle associée à votre code.



Suite à la page suivante.



Descendez de la balance et appuyez sur la touche RESULT pour voir le résultat souhaité.




Remarque: Pour les enfants (âge 5-17), l'appareil n'affiche que le poids corporel, l'IMC et le pourcentage de graisse corporelle.



COMMENT VOIR LES RÉSULTATS PAR SEGMENT

Appuyez sur la touche ou la touche pour voir les résultats du bras droit, du bras gauche, de la jambe droite, de la jambe gauche et du tronc pendant que les résultats sont affichés.






FONCTION DE RAPPEL

Les résultats précédents des caractéristiques suivantes peuvent être obtenus en utilisant la fonction de rappel.
Pour obtenir les résultats précédents, appuyez sur la touche PAST pendant que les résultats actuels sont affichés.
Pour voir les autres résultats précédents, appuyez sur la touche RESULT pour chaque résultat souhaité. Appuyez de nouveau sur la touche PAST pour revenir à l'affichage des résultats actuels.

Remarque: Comment voir les résultats précédents sans prendre de mesure.
Appuyez sur la touche ON/OFF. « 0.0 » s'affichera.
Appuyez sur la touche USER jusqu'à ce que votre code personnel apparaisse.
Appuyez sur la touche SET et la touche PAST pour voir les résultats précédents.



Appuyez sur la touche ou la touche pour afficher le résultat de chaque segment pendant que les résultats précédents sont affichés.

Remarque: Pour les enfants (âge 5-17), l'appareil n'affiche que le poids corporel, l'IMC et le pourcentage de graisse corporelle.



PROGRAMMATION DU MODE INVITÉ

Le mode Invité vous permet de programmer l'appareil pour une utilisation occasionnelle sans réinitialiser un chiffre de données personnelles.


Appuyez sur la touche ON/OFF avec les électrodes manuelles fixées sur la balance.
« 0.0 » s'affichera.

Tenez les électrodes manuelles et appuyez sur la touche USER jusqu'à ce que « Guest » apparaisse.
Appuyez sur la touche SET et saisissez vos informations personnelles comme votre âge, sexe, taille. Voir page 24 pour de plus amples détails.

Lorsque « 0.0 » s'affiche, montez sur la balance en tenant les électrodes manuelles.


Ne descendez pas de la balance avant l'émission de deux bips.

Les mesures s'affichent pendant 40 secondes.



MESURE DU POIDS SEULEMENT


Appuyez sur la touche ON/OFF avec les électrodes manuelles fixées sur la balance.
« 0.0 » s'affiche à l'écran après 2 ou 3 secondes et l'appareil émet un bip sonore. Lorsque
« 0.0 » s'affiche à l'écran, montez sur la plate-forme. Le poids s'affiche. L'appareil
s'éteindra ensuite automatiquement.



CHANGEMENT DE MODE POIDS

Remarque: À utiliser uniquement avec des modèles comprenant le mode poids.




Vous pouvez changer l'affichage de l'unité à l'aide de l'interrupteur au dos de la balance (kg/lb/st lb).





DÉPANNAGE

En cas de problème, consultez la liste suivante avant de contacter Tanita.

- **Un format de poids erroné apparaît suivi de kg, lb ou st-lb.**
Reportez-vous à la section « CHANGEMENT DE MODE POIDS » à la page 29.
- **Le message  s'affiche à l'écran ou toutes les données s'affichent puis disparaissent immédiatement.**
Il est temps de changer les piles. Lorsque ce message s'affiche, remplacez les piles immédiatement. Des piles usées risquent d'affecter l'exactitude des mesures effectuées. Toutes les piles doivent être remplacées en même temps. Les piles livrées avec l'appareil ne sont pas conçues pour une utilisation durable.
Note: Les paramètres et la mémoire ne seront pas effacés de la mémoire lorsque vous retirez les piles.
- ** apparaît pendant la prise de mesure.**
Tenez-vous sur la plate-forme en bougeant le moins possible.
L'unité ne peut pas mesurer votre poids de manière précise si elle détecte un mouvement.
Votre taux de graisse ne peut s'afficher s'il est supérieur à 75%.
- **La mesure du Pourcentage de Graisse Corporelle n'apparaît pas.**
Assurez-vous d'avoir retiré vos chaussettes ou vos bas, et que les plantes de vos pieds sont propres et correctement alignées sur les guides de la plate-forme de mesure.
- **Le message  s'affiche au cours de la pesée.**
Votre poids ne peut s'afficher, s'il est supérieur à la portée maximale de la balance

Caractéristiques

BC-545N

Capacité de pesage maxi

150 kg (330 lb) (23st 8 lb)

Incréments de poids

0.1 kg (0.2 lb) (0.2 lb)

Précision du taux de graisse

0.1%

Données personnelles

5 mémoires

Alimentation

Piles AA (4) (fournies)

Consommation d'énergie

60 mA au maximum

Courant émis

50 kHz, 100 µA



Remarque:

Vous trouverez les indications suivantes sur les piles contenant des substances polluantes:

Pb Pb = la pile contient du plomb,

Cd Cd = la pile contient du cadmium,

Hg Hg = la pile contient du mercure.

⚠ Jeter des piles avec des déchets ménagers est interdit!

En tant que consommateur, vous avez l'obligation de rendre les piles usagées ou déchargées. Vous pouvez déposer vos vieilles piles dans des lieux de collecte publics de votre ville ou partout où des piles similaires sont vendues et que des boîtes de collection spécialement indiquées ont été mises en place. En cas de mise au rebut de l'appareil, les piles doivent en être ôtées et également déposées dans le point de collection.



Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique) en vigueur.

distrimed